

Magnetická míchačka s topením Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core | HEIDOLPH

Analogová laboratorní míchačka s vysokým topným výkonem s ploténkou s keramickým povrchem

- Jednoduché nastavení otáček a teploty na stupnicích s hodnotami v otáčkách za minutu a stupních Celsia
- Plynulý náběh otáček, konstantní otáčky i při změně viskozity roztoku, vysoký topný výkon pro rychlý ohřev
- Automatické vypnutí topení při překročení teploty o 25 °C nad nastavenou hodnotu, kontrolka horkého povrchu
- Ploténka Kera-Disk® z hliníkové slitiny pro rychlý ohřev, keramický povrch zaručuje chemickou a mechanickou odolnost
- Samostatný ON/OFF spínač topení svítící při zapnutém topení, zabraňuje neúmyslnému zapnutí ohřevu
- Hermeticky uzavřené pouzdro přístroje pro ochranu elektronických částí před agresivními výpary a kapalinami

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	20 litrů vody
Otáčky:	100-1 400 ot/min
Přesnost nastavení otáček:	±2 %
Teplotní rozsah:	teplota místnost až 300 °C
Přesnost nastavení teploty ploténky:	±5 °C
Průměr ploténky :	145 mm
Topný výkon:	800 W
Krytí :	IP 42
Napájení:	230 V/ 50/60 Hz, 820 W
Rozměry (š x h x v):	168 x 299 x 101 mm
Hmotnost:	3 kg



P-LAB

Magnetická míchačka s topením Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core



P-LAB

Magnetická míchačka s topením Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core



Magnetická míchačka s topením Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core

Popis	Katalogové číslo
Magnetická míchačka Mix 'n' Heat Core	H505200
Silikonový kryt	H060576