

Vakuový filtrační systém | NEST

Kompletní systém obsahující sterilní filtrační nástavec s filtrem z PES, nebo PVDF a láhev pro objemy od 250 do 1 000 ml

- Lahev a nálevka jsou vyrobeny z čistého PS a hrdlo zařízení je vyrobeno z ABS
- Nízká vaznost proteinů a extraktabilita
- Jednotlivě sterilně balené v plastovém sáčku
- Bez DNáz/RNáz, endotoxinů, nepyrogenů, sterilizované E-paprskem ($SAL=10^{-6}$)

Technické parametry

Průměr filtru :	50 mm (250 ml), 90 mm (500 a 1 000 ml)
Pracovní teplota:	4 až 37 °C
Balení:	24 ks



Vakuový filtrační systém

PES				PVDF			
Objem nálevky (ml)	Objem láhve (ml)	Porozita (μm)	Katalogové číslo	Objem nálevky (ml)	Objem láhve (ml)	Porozita (μm)	Katalogové číslo
250	250	0,1	N342012	250	250	0,1	N342112
250	250	0,22	N342011	250	250	0,22	N342111
250	250	0,45	N342013	250	250	0,45	N342113
500	500	0,1	N343012	500	500	0,1	N343112
500	500	0,22	N343011	500	500	0,22	N343111
500	500	0,45	N343013	500	500	0,45	N343113
1 000	1 000	0,1	N344012	1 000	1 000	0,1	N344112
1 000	1 000	0,22	N344011	1 000	1 000	0,22	N344111
1 000	1 000	0,45	N344013	1 000	1 000	0,45	N344113